



Iemīlies savā
nākamajā restaurācijas
materiālā
no GC



everX Flow™
Ar stikla šķiedru armēts
plūstošais kompozīts
dentīna audu aizvietošanai



G-aenial® Universal Injectable
Augstas izturības
kompozīts



EQUIA Forte® HT
Rentabls restaurācijas
materiāls ilgtermiņa
restaurācijām

GC

Katrs pacients ir unikāls... un tomēr līdzīgs.

Katru reizi, kad pacients apsēžas jūsu krēslā, ārstēšanas plānam jābūt pielāgotam tā, lai katram mūsu pacientam sniegtu augstāko kvalitāti. Tas nav viegls uzdevums, un mēs vēlamies Jums palīdzēt.

Ar
stiprinošo
efektu

everX Flow

Ar īsām šķiedrām armēts plūstošais kompozīts



- ✦ Dentīna audu aizvietošanai, tas stiprina **restaurāciju no iekšpuses**
- ✦ Šķiedras **aptur plaisu veidošanos** un izplatību
- ✦ **To var izmantot biežā slānī** līdz pat 5.5 mm
- ✦ **Perfektī adaptējas** pie kavitātes sienām un nenopil

Injekcijas
viskozitātes
materiāls

G-aenial Universal Injectable

Augstas izturības kompozīts restaurācijām



- ✦ **Formu un kontūru** var veidot **injekcijas laikā**
- ✦ Tik stiprs, ka var izmantot **jebkāda izmēra kavitātēs**
- ✦ Garš un lokāms uzgalis ļauj piekļūt visur
- ✦ Izcili labi pulējas

Bez
piepūles

EQUIA Forte HT

Rentabls restaurācijas materiāls ilgtermiņa restaurācijām



- ✦ **Pierādīta stikla hibrīda tehnoloģija** kopā ar speciālu aizsargpārklājumu
- ✦ **Biosaderīgs un pret mitrumu izturīgs materiāls**
- ✦ Var izmantot biežslāņa aplikācijā, pašadhezīvs, tādēļ ir **ātri un ērti izmantojams**
- ✦ Stiprina zoba audus pateicoties **jonu apmaiņai**

Vienkārši un efektīvi risinājumi sānu zobu restaurācijām

GC materiāli ir radīti, domājot gan par zobārstiem, gan par pacientiem. Mēs piedāvājam risinājumus, kas ir ne vien efektīvi, bet arī viegli izmantojami un nodrošina kvalitatīvu risinājumu ikvienā indikācijā.



Attēla autors
Dr. J. Tapia Guadix, Spānija



Attēla autors
Dr. R. Novomy, Slovākija

Ideāli piemērots izmantošanai:

- ✦ Endodontiski ārstētiem zobiem
- ✦ Plašās kavitātēs
- ✦ Stumbra atjaunošanai



Attēla autors
Dr. M. Kudelis, Lietuva



Attēla autors
Dr. M. Peumans, Beigija

Ideāli piemērots izmantošanai:

- ✦ Cusp-by-cusp tehnikā
- ✦ Injekcijas modelēšanas tehnikā
- ✦ Visām tiešām sānu zobu restaurācijām



Attēla autors
Dr. A. Patel, Lielbritānija



Attēla autors
Dr. P. Rouas, Francija

Ideāli piemērots izmantošanai:

- ✦ Sarežģītās situācijās
- ✦ MIH
- ✦ Sakņu kariesam
- ✦ Zīmoga tehnikā





G-aenial Universal Injectable

Šjirce 1ml
(1.7g) Kapsula
15x0.16ml
(0.27g) Krāsas

901471	10006910	XBW
901472	10006911	BW
901473	10006896	A1
901474	10006897	A2
901475	10006898	A3
901476	10006899	A3.5
901477	10006900	A4
901478	10006901	B1
901479	10006902	B2
901480	10006903	CV
901481	10006904	CVD
901482	10006905	AO1
901483	10006906	AO2
901484	10006907	AO3
901485	10006908	JE
901486	10006909	AE



everX Flow šjirce 2ml (3.7g)

012898 Bezkrāsains
012899 Dentīna krāsa



EQUIA Forte HT

901574	Intro Pack, 20 kapsulas A2 + 20 lakas kapsulas
901575	Intro Pack, 20 kapsulas A3 + 20 lakas kapsulas
901576	Intro Pack, 20 kapsulas B2 + 20 lakas kapsulas
901577	Promo Pack, 100 kapsulas A2 + 1 lakas pudelīte, 4ml
901578	Promo Pack, 2x50 kapsulas A2-A3 + 1 lakas pudelīte, 4ml
901579	Promo Pack, 100 kapsulas A3 + 1 lakas pudelīte, 4ml
901580	Promo Pack, 2x50 kapsulas A3-B2 + 1 lakas pudelīte, 4ml
901581	Clinic Pack, 200 kapsulas A2 + 1 lakas pudelīte, 4ml
901582	Clinic Pack, 200 kapsulas A3 + 1 lakas pudelīte, 4ml
901583	Clinic Pack, 200 kapsulas B2 + 1 lakas pudelīte, 4ml

Saistītie produkti



G-Premio BOND
Universālais adhezīvs



G2-BOND Universal
Divsoļu universālais adhezīvs



G-aenial A'CHORD
Universāls restaurācijas
materiāls

Universāls restaurācijas materiāls
EQUIA Forte, everX Flow un G-aenial ir GC tirdzniecības zīmes

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
<https://europe.gc.dental>

GC Nordic AB
Latvijas birojs
Kurbada iela 3-3, Rīga
Mob.tālr. +371.29.40.51.19
ieva.jelisejeva@gc.dental
<https://europe.gc.dental/lv-lv>



Since 1921
100 years of Quality in Dental