

Akcijas piedāvājums / 18.01.– 30.06.2021.

Polimerizācijas lampa un kompozītmateriāls - kopā lētāk!

PĒRKOT 11 x G-ænial™ A'CHORD šļirces (brīva krāsu izvēle) un G-Premio BOND 5ml adhezīvu

DĀVANĀ D-Light Duo lampa



PĒRKOT 5 x iepakojumus GC kapsulas (5 x 50 kapsulas, brīva izvēle)

DĀVANĀ Silvermix kapsulu maisītājs

Kapsulas ir pieejamas:
EQUIA,
EQUIA FORTE HT,
Fuji Triage,
G-Cem, Fuji II LC,
Fuji Plus



Rezerves akumulators polimerizācijai lampai

PĒRKOT

5 x G-ænial™ Anterior vai Posterior šļirces (brīva toņu izvēle)

8 x G-ænial™ Universal Injectable šļirces (brīva toņu izvēle)

5 x G-ænial™ A'CHORD šļirces (brīva toņu izvēle)

DĀVANĀ D-Light Duo vai D-Light Pro rezerves akumulators



D-Light PRO LED polimerizācijas lampa

Augstas jaudas duāla staru garuma LED lampa ar trīs programmām, apvienojumā ar elegantu un ergonomisku dizainu. D-Light PRO ne vien efektīvi polimerizē, bet arī palīdz vizualizēt baktēriju aktivitāti.

D-Light Duo un D-Light PRO lampu salīdzinājums

	D-Light DUO	D-Light PRO
Duāls staru garums	JĀ	JĀ
Mazs izmērs, viegls svars	JĀ	JĀ
Max izejošā jauda	1250mW/cm ²	1400mW/cm ²
Akumulators	1 akumulators	2 akumulatori
Darba režīmi	1 polimerizācijas režīms	2 polimerizācijas režīmi 1 diagnostiskais režīms
Akumulatora uzlāde	Plug-in kabelis	Uzlādes stāvis 2 akumulatoriem
Radiometrs	NAV	IR
Autoklavēšana	NAV	IR

Tā ir vairāk kā tikai polimerizācijas lampa!

POLIMERIZĀCIJA - Augstas jaudas režīms
Ar 20 s ciklu un ar jaudu 1400 mW/cm² un duālu staru garumu (zilie un violette spektri 400 - 480 nm), augstas jaudas režīms piedāvā efektīvu visu dentālo materiālu polimerizāciju.

AIZSARDZĪBA - Zemas jaudas režīms
Ar 20 s ciklu ar samazinātu izejošo jaudu 700 mW/cm² (arī ar duālu staru garumu), zemas jaudas režīms ir optimāls režīms siltuma ģenerācijas samazināšanai, piemēram, esot tuvu pulpai.

DIAGNOSTIKA - Diagnostiskais režīms
Ar nepārtrauktu darbības laiku 60 s un gaismu, kas tuvu UV (violetai), diagnostiskais režīms palīdz zobārstam vizualizēt baktēriju aktivitāti un fluorescentos materiālus.

**Jautā pēc sava individuālā piedāvājuma!
Iepazīšanās cena 945 EUR + PVN**

Seko mums:



GC pārstāve, konsultante Latvijā:



Dr. Ieva Jelisejeva, mob tālr. 29405119
leva.Jelisejeva@gc.dental

GC oficiālais pārstāvis Latvijā:



Dzelzavas iela 117, Rīga
Tālr. 8899