

“Notīra, nopolē un samazina jutīgumu”



ProphyCare® Prophy Paste PRO Lillā, universālā

Art.nr. 741111 Prophy Paste Pro tūbiņa 96 g / 60 ml
Art.nr. 690125 Prophy Paste Pro unidozēs, 144 x 2 g

- Gan aplikuma noņemšanai, gan nobeiguma pulēšanai
- Tīra, pulē un samazina zobu jutīgumu
- Satur 0,1% fluorīdu, aizsargā prēt kariesu
- Var lietot kopā ar hlorkesidīnu
- Satur ricīnēlļu – lubrikants mutes sausumam
- Lieliska konsistence, mazs materiāla patēriņš, Nešķakstās un neizžūst
- Pieejama tūbiņās un unidozēs
- Maiga piparmētru garša
- Neitrāls pH (5-6)

“Maigi tīra aplikumu, mīkstajiem audiem draudzīga”



ProphyCare™ Prophy Paste CCS RDA 120, rozā

Art.nr. 731112 Prophy Paste CCS tūbiņa, 96 g / 60 ml
Art.nr. 690121 Prophy Paste CCS unidozēs, 144x2 g

- Efektīvi noņem mazāku zobakmeni
- Piemērotas sakņu virsmām, un viegli pigmentētiem zobiem
- Restaurāciju pulēšanai
- Abrazīvais aģents – silīcija dioksīds
- Satur 0,1% fluoru
- Ieteicams lietot kopā ar pārējām CCS profilaktiskajām pastām

“Perfektam iesākumam, efektīvi noņem zobakmeni un pigmentu”



ProphyCare™ Prophy Paste CCS RDA 250, zila

Art.nr. 731113 Prophy Paste CCS tūbiņa, 96 g / 60 ml
Art.nr. 690123 Prophy Paste CCS unidozēs, 144x2 g

- Perfekta iesākumam
- Paredzēta ļoti pigmentētām virsmām un zobakmenim
- Efektīvi notīra kafijas, tējas un tabakas nogulsnes
- Abrazīvais aģents – pumeks
- Satur 0,1% fluoru
- Ieteicams lietot kopā ar pārējām CCS profilaktiskajām pastām

TOP 5

DIRECTA
directadentalgroup.com

“Perfektam nobeigumam”



ProphyCare™ Prophy Paste CCS RDA 40, dzeltena

Art.nr. 731111 Prophy Paste CCS tūbiņa, 96 g / 60 ml
Art.nr. 690120 Prophy Paste CCS unidozēs, 144x2 g

- Paredzēta zobu vai restaurāciju nobeiguma pulēšanai
- Piemērota bērniem
- Zemas abrazivitātes, perfekti piemērota implantiem
- Nodrošina gludu virsmu
- Abrazīvais aģents – silīcija dioksīds
- Satur 0,1% fluoru
- Ieteicams lietot kopā ar pārējām CCS profilaktiskajām pastām

“Mazāk abrazīva, bet vēl joprojām ļoti efektīva”



ProphyCare™ Prophy Paste CCS RDA 170, zaļa

Art.nr. 731114 Prophy Paste CCS tūbiņa, 96 g / 60 ml
Art.nr. 690122 Prophy Paste CCS unidozēs, 144x2 g

- Perfekta, ja pati abrazīvākā pasta nav nepieciešama
- Paredzēta ļoti pigmentētām virsmām un zobakmenim
- Efektīvi notīra kafijas, tējas un tabakas nogulsnes
- Abrazīvais aģents – pumeks
- Satur 0,1% fluoru
- Ieteicams lietot kopā ar pārējām CCS profilaktiskajām pastām

