

Heliodent Plus

Intraorālais rentgens Heliodent Plus nodrošinās optimālu funkcionalitāti katrā klīnikā. Gan tā uzstādīšanas plašo iespēju modilitāte, gan attēla kvalitāte pārsniedz visas cerības.



Heliodent Plus - Sienas modelis
Artikuls : 6483734
Standarta cena ar PVN : 3990,- Eur



Attālinātā vadība



Attālinātās vadības taimeris



Manuālās vadības pults

Heliodent Plus priekšrocības un tehniskie dati

- Drošs un vienkārši lietojams, vienkārši simboli
- 3 Roku garumi – 41 cm, 70 cm vai 95 cm
- Iespēja izvietot citā telpā, attālinātā vadības funkcija
- Modulārs un pielāgojama instalācija atbilstoši Jūsu vajadzībām – Sienas modelis, attālinātās vadības modelis, griestu modelis, mobilā versija uz ritentiņiem vai arī rentgens ir pievienojams uz Sirona iekārtas ja nepieciešams.
- Savienojams darbam ar filmiņām, fosforplātēm vai digitālajiem sensoriem
- Anoda spriegums 60/70kV
- Lampas strāva 7mA
- Fokusa punkts 0.4 mm (IEC 336)
- Heliodent Plus - Sienas modelis



Heliodent Plus savienojumā uz zobārstniecības iekārtas
Artikuls : 6489624
Standarta cena ar PVN : 4290,- Eur



Heliodent Plus mobilie ratīņi
Artikuls 6380781
Standarta cena ar PVN : 2400,- Eur
(bez Heliodent rentgena iekārtas)



Griestu modelis, piemērots griestu augstumam no 2.5m līdz 3.4m
Artikuls : 6380781
Standarta cena ar PVN : 5900,- Eur