

VARIO DG

Vienkārša un ekonomiska intraorālo attēlu veidošana



Vario DG - Sienas modelis
Artikuls : 6268788
Standarta cena ar PVN : 2400,- Eur

Vario DG priekšrocības un tehniskie dati

- Vienkāršs un ekonomisks risinājums
- 3 Roku garumi – 30 cm, 60 cm vai 80 cm
- Iespēja izvietot citā telpā, attālināta vadības funkcija
- Pieejamie instalācijas veidi – Sienas modelis 120V vai 230V un mobila versija uz ritentiņiem
- Savienojams darbam ar filmiņām, fosforplātēm vai digitālajiem sensoriem
- Anoda spriegums 70kV
- Anoda strāva 3.5mA (7 mA ekvivalents, pateicoties ekspozīcijas ilguma dubultošanai)
- Fokusa punkts 0.4 mm (IEC 336)
- Ekspozīcijas laiks 0.06 - 3.2 sek. (0.21 - 11.2 mAs)