


Nelielas izmaiņas, bet liela ietekme **XIOS SCAN** skeneris

Ar XIOS Scan skeneri nodrošināsiet sev **vieglu un nesarežģītu ienākšanu digitālo rentģenu pasaulē**. Ja vēlaties pāriet no ierastajām rentģena filmiņām uz digitālajiem rentģentattēliem, Jūs noteikti vēlētos, lai ierastā darba plūsma saglabātos un nepaliktu sagrūtinoša. Attēlu plašu tehnoloģija nodrošinās Jums daudz jaunu iespēju.

Digitālam attēlam ir daudz priekšrocību, izcila kvalitāte, augsta izšķirtspēja un galvenais - vienkārša darba plūsma, jo nav nepieciešami nekādi ķīmiskie šķidrums attīstīšanai.

Priekšrocības

- Augsta attēlu kvalitāte un izšķirtspēja pateicoties īpašajām XIOS Scan attēlu platēm
- Skenēšana bez skrāpējumiem vai švīkām
- Teicama redzamība mutē pateicoties baltajam fonam
- Plātes skenēšana sākas automātiski, tiklīdz tā ielikta
- Nav riska, sajaukt plašu puses nav iespējams
- Pārbaudīta kvalitāte, kas **ražota Vācijā**
- **Vienkārša un intīvatīva vadība** pateicoties SIDEXIS 4 programmatūrai
- **4 dažādi attēlu plašu izmēri**



XIOS Scan Tehniskie parametri :

Izmēri (A x P x D)	363 mm x 163 mm x 286 mm
Svars	7.3 kg
Pikseļu izmērs	23/30 μm
Rezolūcija	22/17 Lp/mm
Interfeiss	LAN
Cena ar PVN	6890,- Eur
Artikuls	6492735

 **Dentsply
Sirona**

