



Priekšrocības

- Piemērots visām intraorālajām un diagnostikas vajadzībām
- Teicama attēlu kvalitāte
- Atbalsta okluzālo 4C attēlu formātu



Intraorālo rentģenu attēlu plašu skeneri

| Ražotājs | Modelis | Artikuls | Izmērs (Augstums x Platums x Dziļums), mm | Svars | Ekrāns | Attēla plašu izmēri un veidi, cena ar PVN | Izskirtspēja, LP/mm | Interfeiss | Cena ar PVN |
|--------------------|--------------------------------------|------------|--|--------|--|---|--|--|-------------|
| Dentsply Sirona | XIOS Scan | 6492735 | 363 x 163 x 286 mm | 7,3 kg | Skārienjūtīgs 50 x 80 mm | Size 0 = 31 x 22 mm, Bērniem (iepak. 2gb - 130,- eur) Size 1 = 24 x 40 mm, Pieaugušajiem - Anterior (iepak. 2gb - 130,- eur) Size 2 = 31 x 41 mm, Pieaugušajiem - Periapical & Bitewing (iepak. 2gb - 130,- eur) Size 3 = 27 x 54 mm Pieaugušajiem - Bitewing(iepak. 2gb - 130,- eur) | Efektīvā rezolūcija : 22/17 Lp/mm Pikseļa izmērs : 23 μm | LAN | 6890,00 € |
| Durr Dental | VistaScan Mini View | 2142-05 | 275 x 226 x 243 mm | 7 kg | 4.3" skārienjūtīgs, 800 x 480 pikseļi, 16.7 milj.krāsas | Size 0 (iepak. 2gb - 136,- eur) Size 1 (iepak. 2gb - 136,- eur) Size 2 (iepak. 4gb - 235,- eur) Size 3 (iepak. 2gb - 153,- eur) Size 4 (iepak. 1gb - 147,- eur) | Efektīvā rezolūcija : 22, 1100 Lp/ mm | LAN, wireless un iebūvēta atmiņa 8 GB | 7500,00 € |
| Durr Dental | VistaScan Mini Plus | 2141-21 | 226 x 234 x 243 mm | 6.5 kg | Zils LCD displejs 30 x 60 mm | Size 0 (iepak. 2gb - 136,- eur) Size 1 (iepak. 2gb - 136,- eur) Size 2 (iepak. 4gb - 235,- eur) Size 3 (iepak. 2gb - 153,- eur) Size 4 (iepak. 1gb - 147,- eur) | Efektīvā rezolūcija : 22, 1100 Lp/ mm | LAN, USB | 7000,00 € |
| Durr Dental | VistaScan Mini [Easy] | 2143-01 | 275 x 226 x 243 mm | 6.5 kg | Bez displeja | Size 0 (iepak. 2gb - 136,- eur) Size 2 (iepak. 4gb - 235,- eur) | Efektīvā rezolūcija : 22, 1100 Lp/ mm | LAN, USB | 6200,00 € |
| KAVO | Scan eXam One | 0.805-3487 | 168 x 233 x 328 mm | 4 kg | LCD displejs 20 x 50mm | Size 0 = 22 x 31 mm Size 1 = 24 x 40 mm Size 2 = 31 x 41 mm Size 3 = 27 x 54 mm | Efektīvā rezolūcija : 17 lp/mm Pikseļa izmērs - 30 μm / 60 μm | Ethernet RJ45, DHCP Operātsistēma Windows® Vista, Windows® 7 or Windows® 8 | 7500,00 € |