

Vienas vizītes zobārstniecība Iespējama tikai ar CEREC



CEREC SpeedFire

- Ātra sinterizācija cirkonijam : Ļoti ātrs krāsns vadības un sinterizācijas process, kas nodrošinās, ka spējat nodrošināt arī cirkonija restaurācijas vienas vizītes ietvaros.
- Speed + Pre-Dry režīms: Restaurācijas pēc 'slapjās frēzēšanas' iespējams žāvēt un sinterizēt viena soļā piegājienā. Maksimālā temperatūra 1600°C.
- Speed Glaze režīms: Ļoti ātrs glazēšanas process, kas aizņems < 9 minūtes.
- Krāsns uzkarst ar ātrumu 300°C/min, nav nepieciešamas nekādas iesildīšanas vai temperatūras noturēšanas.
- Active cooling režīms: Samazina gaidīšanas laiku, kamēr restaurācija atdziest.
- Interface: 2x USB 2.0, 1x LAN (RJ45), WLAN (kā papildus opcija WLAN USB dongle)

9900,- Eur ar PVN

Norādītas standarta cenas ar PVN vispārējai informācijai, lai saņemtu Jums individuālu sagatavotu cenu piedāvājumu, lūdzu, jautāt mums!

Jūsu iespējas ar CEREC

Galvenās īpašības	CEREC MC	CEREC MC X	CEREC MC XL Premium Package
Indikācijas	Viena zoba restaurācijas	Visa veida zobārstniecības 'Chairside' spektra indikācijas	Visa veida zobārstniecības 'Chairside' un laboratorijas spektra indikācijas
Frēzēšanas precizitāte	± 25 μm	± 25 μm	± 25 μm
Maksimālais bloka izmērs	15.5 mm x 19 mm x 20 mm	15.5 mm x 19 mm x 40 mm	22 mm x 40 mm x 85 mm
Skārienjūtīgs ekrāns	Nē	Nē	Jā
Motoru skaits	2	2	4
CEREC SW 4.5 programatūra	Jā	Jā	Jā
Viena zoba restaurācijas (Feldšpata, stikla un litium-disilikāta keramika, cirkonijs, hibrikeramika, polimēra bloki mono izmēros)	Jā Lai pilnvērtīgi apstrādātu cirkoniju vienas vizītes ietvaros, Jums ir nepieciešama For processing CEREC SpeedFire krāsns	Jā Lai pilnvērtīgi apstrādātu cirkoniju vienas vizītes ietvaros, Jums ir nepieciešama For processing CEREC SpeedFire krāsns	Jā Lai pilnvērtīgi apstrādātu cirkoniju vienas vizītes ietvaros, Jums ir nepieciešama For processing CEREC SpeedFire krāsns
Tilti līdz pat 4 vienībām	Nē	Jā	Jā
CEREC Guide ķirurģiskie šabloni	Nē	Jā	Jā
CEREC Premium SW 4.4.4	Kā papildus iespēja	Kā papildus iespēja	Jā
Virsbūves, ietvari, stieņi, atačmenti, daudzslāņu frēzēšana, vairākas restaurācijas no viena lielā bloka, u.c. laboratoriskās indikācijas	Nē	Standartā nē, bet kā papildus iespēja jā	Jā
Sinterizēts metāls	Nē	Standartā nē, bet kā papildus iespēja jā	Jā
Metāla darbi līdz pat 12 vienībām	Nē	Nē	Jā

CEREC sertificētie materiālu partneri

